



NEURODYN® SPASTIC

Referencia **07803**

Ortesis textil para levantamiento del pie, compensando su caída en casos de parálisis espástica.

Incorpora unas correas adicionales para asegurar una efectiva corrección de la supinación patológica.

INDICACIONES:

- Post operatorios de pie y tobillo.
- Parálisis espástica de pie.

CARACTERÍSTICAS:

- Correas adicionales en la zona del medio pie, para mejorar el posicionamiento del pie, especialmente en casos de espasticidad.
- Efecto propioceptivo y corrección pasiva de la supinación y flexión plantar.
- Estabilización del pie para evitar torceduras.
- Proporciona soporte a la flexión del pie y mejora su comportamiento al caminar.
- Correa elástica con vendaje en 8.
- Correa lateral no-elástica.
- Muy fácil de poner y quitar.



TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DISTAL DE LA TIBIA
	IZQUIERDA	DERECHA	
1	07083-11I	07083-11D	17-19 cm
2	07083-21I	07083-21D	19-21 cm
3	07083-31I	07083-31D	21-23 cm
4	07083-41I	07083-41D	23-25 cm
5	07083-51I	07083-51D	25-27 cm