



Detalle almohadillas para estímulo propioceptivo



ORTESIS PARA TENDÓN DE AQUILES ACHILLO-HIT

Referencia **07804**

Ortesis de tobillo con almohadilla de silicona ACHILLO-HIT. Actúa como estímulo propioceptivo en el tratamiento funcional de las lesiones del tendón de Aquiles. Se prescinde intencionadamente de cualquier elevación del talón, para evitar el acortamiento del músculo peroneo. Fácilmente adaptable debido a la malla especial elástica en la zona del empeine, que posibilita un ceñido sin arrugas al deslizarse el pie.

INDICACIONES:

A) Tratamiento conservador:

- Aquilodinia.
- Tendinitis.
- Paratenonitis.
- Bursitis aquilea.
- Bursitis calcánea.

B) Tratamiento post-operatorio:

- Rotura parcial del tendón de Aquiles.
- Rotura total del tendón de Aquiles.
- Reconstrucción del tendón perineal.
- Reconstrucción del canal del tendón tibial posterior.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO DE TOBILLO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07804-10I	07804-10D	Hasta 79
M	07804-20I	07804-20D	19-21 cm
L	07804-30I	07804-30D	21-23 cm
XL	07804-40I	07804-40D	23-25 cm
XXL	07804-50I	07804-50D	25-27 cm