



ANTIEQUINO SUPRALITE CARBONO

Referencia **352**

Rancho de los amigos fabricado en carbono y polipropileno inyectado. Con esta nueva composición se aportan múltiples ventajas a la deambulación. Muy confortable gracias a su forma anatómica en el apoyo de la pantorrilla.

Este modelo de AFO fabricado en carbono y polipropileno inyectado, ha sido diseñado para pacientes que requieran de una ortesis en casos de pie flácido caído.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy ligero.
- Dadas las características del carbono se favorece la flexión dorsal.
- El diseño con talón abierto facilita el uso con una amplia variedad de calzado.
- El acolchado tibial y correa dorsal optimizan la exactitud y comodidad del posicionamiento.
- Diseño de bajo perfil con asistencia a la flexión dorsal.
- Rigidez mejorada en el plano vertical.
- 4 tallas que se adaptan a todo tipo de pacientes.

INDICACIONES:

- Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3520	3525	35 a 38	27 cm
M	3521	3526	39 a 41	28 cm
L	3522	3527	42 a 44	33 cm
XL	3523	3528	Más de 44	38 cm