



### TOBILLERA ALTA CON CINTA ESTABILIZADORA

Referencia **T33**

Tobillera alta en neopreno THERMAL con placa en termoplástico y cinta adicional para mejorar la estabilización. Para tratamiento y prevención de lesiones de tobillo.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- Ayuda a reducir la inflamación.
- Motiva el alivio del dolor crónico tras lesiones o cirugías.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

#### INDICACIONES:

- Esguinces.
- Inestabilidad de tobillo.
- Artritis.
- Tendinitis.
- Distorsiones ligamentosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T33-150	19-21 cm
M	T33-250	21-23 cm
L	T33-350	23-25 cm
XL	T33-450	25-27 cm
XXL	T33-550	27-28 cm