



TOBILLERA ALTA REFORZADA

Referencia **32**

Ortesis de tobillo con pletinas laterales de refuerzo, cierre mediante cordones y cruzado elástico.

CARACTERÍSTICAS:

Tobillera que proporciona protección bilateral, gracias a los refuerzos que incorpora a los lados, ideal para la realización de prácticas deportivas. El diseño de la ortesis permite alternar el uso de 2 refuerzos espirales o dos férulas de aluminio (ambas incluídas), para ofrecer distintas posibilidades de estabilización sin llegar a limitar los movimientos. También incorpora correas de soporte adicionales, diseñadas para reforzar la articulación del tobillo.

INDICACIONES:

- Esguinces severos de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Traumatismos.
- Lesiones comunes de tobillo.
- Fracturas de tobillo.
- Después de retirada de yesos.
- Tendinitis.
- Artritis.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	32-100	19-21 cm
M	32-200	21-23 cm
L	32-300	23-25 cm
XL	32-400	25-27 cm