



NEURODYN CONFORT

Referencia **07830**

Ortesis con componente de tobillo, plantilla flexible y correas semielásticas para el levantamiento del pie.

BENEFICIOS:

- Ortesis de levantamiento del pie.
- Balance dinámico.
- Estabilización de la articulación del tobillo.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los músculos.
- Marcha fisiológica.
- Fácil y rápida colocación con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS:

- Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
- Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
- Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
- Acolchado de tobillo para incrementar confort.

INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico.
- Después de un ictus.
- Esclerosis múltiple.
- Paresia de peroneo.
- Otras enfermedades neurológicas o musculares.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO	CIRCUNFERENCIA SOBRE EL TOBILLO (CM)
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07830-11	07830-1	36-37	S<21
2	07830-21	07830-2	38-39	S<21
3	07830-31	07830-3	40-41	S<21
4	07830-41	07830-4	42-43	S<21
5	07830-51	07830-5	44-45	S<21
6	07830-61	07830-6	46-47	S<21
7	07830-71	07830-7	36-37	M 21-24
8	07830-81	07830-8	38-39	M 21-24
9	07830-91	07830-9	40-41	M 21-24
10	07830-101	07830-10	42-43	M 21-24
11	07830-111	07830-11	44-45	M 21-24
12	07830-121	07830-12	46-47	M 21-24
13	07830-131	07830-13	36-37	L>24
14	07830-141	07830-14	38-39	L>24
15	07830-151	07830-15	40-41	L>24
16	07830-161	07830-16	42-43	L>24
17	07830-171	07830-17	44-45	L>24
18	07830-181	07830-18	46-47	L>24