



FAJA DORSOSACRA CRUZADO AJUSTABLE

Referencia **07AE**

Faja dorsosacra con cruzado elástico ajustable en color carne.

CARACTERÍSTICAS:

- Compresión y soporte dorsal alto.
- Máximo soporte a los músculos de espalda, que requieran soporte por lesión, dolores o fatiga.
- Ayuda a aliviar el dolor posterior motivado por lesiones o por la realización de actividades muy intensivas.
- Refuerzos en zona lumbar y lumbosacra que ayudan a mejorar la postura.
- 4 ballenas de refuerzo, posicionadas en vertical.
- Cierres de velcro que permiten ajustar la compresión .

INDICACIONES:

- Síndrome facetario.
- Dolor en parte inferior de la espalda.
- Ciática.
- Osteoartrosis.
- Atrofia muscular espinal.
- Postoperatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07AE-010	65-75 cm
S	07AE-110	75-85 cm
M	07AE-210	85-95 cm
L	07AE-310	95-105 cm
XL	07AE-410	105-115 cm
XXL	07AE-510	115-125 cm