



BANDA TORÁCICA

Referencia **15M**

Banda para tórax en color blanco-

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil ajuste.
- Cierres de velcro.
- Diseño compuesto por lámina de foam recubierto de suave algodón.
- Máximo confort y transpiración.

INDICACIONES:

- Dolor en músculos del pecho.
- Fracturas y fisuras de costilla.
- Lesiones de Tórax.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX
1	15M-100	65-80 cm
2	15M-200	80-95 cm
3	15M-300	95-110 cm