



FAJA SACROLUMBAR REFORZADA

Referencia

AO-70

Faja con refuerzo sacrolumbar para un soporte adicional.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en tejido de algodón flexible y transpirable que previene el sudor.
- Corsé en dos piezas con cuatro flejes de acero interiores.
- Exterior anatómico con apoyo adicional de poliuretano que da soporte en la zona lumbar, aliviando la presión en los discos vertebrales para mitigar posibles dolores.

INDICACIONES:

- Lumbago y lesiones discales degenerativas.
- Espondilolisis y espondilolistesis.
- Dolor agudo y/o dolor crónico lumbar.
- Inmovilización post-operatoria.
- Estabilización pre y post-quirúrgica.
- Patologías vertebrales degenerativas en área lumbar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-70-100	75-85 cm
M	AO-70-200	85-95 cm
L	AO-70-300	95-105 cm
XL	AO-70-400	105-115 cm
XXL	AO-70-500	115-125 cm