



FAJA DORSOLUMBAR
 Referencia **AO-91**

Faja dorsolumbar, fácil de poner y cómoda de llevar, con altura posterior de 26 cm

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en tejido de algodón transpirable y muy flexible que previene el sudor.
- Altura de la parte lumbar de 26 cm.
- Correa axilar con almohadillas para un uso mas confortable.
- Fácil de poner.
- Los cierres de velcro en la parte dorsal permiten el ajuste en función de la altura para prevenir la generación de presión en la zona axilar.

INDICACIONES:

- Traumatismos de columna vertebral.
- Osteoporosis.
- Cifosis moderada.
- Soporte pre y post-operatorio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-91-100	75-85 cm
M	AO-91-200	85-95 cm
L	AO-91-300	95-105 cm
XL	AO-91-400	105-115 cm
XXL	AO-91-500	115-125 cm