



CEO	
Referencia	338.

El CEO es un nuevo y mejorado Corsé Cruciforme de Hiperextensión, última incorporación en la familia *California Soft Spinal* de Orthomerica. Este nuevo corsé está expresamente diseñado para la elongación de la espina torácica, para prevenir la rotación e impedir la cifosis. El sistema de poleas compensadas patentado (Compressor) permite un excelente ajuste lumbar. Proporciona una eficaz estabilización que permite a los pacientes con traumatismos reanudar las actividades cotidianas.

VENTAJAS

- Impide la cifosis.
- Su ligera estructura permite su uso bajo la ropa.
- Ajusta los apoyos deltopectorales y reduce la presión en el esternón.
- Placa púbica basculante y almohadillada.
- Fácil y cómodo ajuste.
- El cierre California ajusta la placa posterior (opcional).
- Regulable en altura.

INDICACIONES

- Inmovilización de fracturas entre D7 y L2.
- Cifosis torácica.
- Pacientes propensos a posturas torácicas incorrectas.
- Inestabilidad torácica y dolor lumbar en procedencia postraumática.
- Pacientes necesitados de una hiperextensión y estabilidad espinal.

TALLA	REFERENCIA	AJUSTE VERTICAL	CONTORNO CINTURA
S/M	3381	31-49 cm	76-102 cm
L/XL	3382	31-49 cm	102-127 cm



Sistema de poleas compensadas