



VENDAJE DE CLAVÍCULA

Referencia

E-140

Vendaje de clavícula ajustable.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en foam con un suave forro en algodón.
- Dispone de un sistema de ajuste por velcro permitiendo que los hombros se separen como se desee para una postura correcta.
- Fácil de usar gracias a su material blando y transpirable.

INDICACIONES:

- Fractura clavicular, tanto para tratamientos conservadores como post-operatorios.
- Dislocación esternoclavicular.



TALLA	REFERENCIA	TALLA DE ROPA
XS	E-140-000	18-24 cm
S	E-140-100	25-30 cm
M	E-140-200	31-36 cm
L	E-140-300	37-42 cm
XL	E-140-400	43-48 cm
XXL	E-140-500	49-54 cm