



ECO	
Referencia	325.

El corsé dorsal de extensión-compresión ECO supone la última novedad en corsés espinales. Ha sido desarrollado para proporcionar una mayor estabilidad en el tratamiento de problemas vertebrales sin ocasionar presiones no deseadas sobre la médula espinal.

Se trata de un corsé eficaz en pacientes con osteoporosis, lesiones vertebrales, torácicas y con tendencia a la cifosis.

El ECO es de muy fácil adaptación y ajuste, muy cómodo gracias a sus tirantes acolchados. La placa espinal metálica es totalmente adaptable a la columna toracolumbar.

VENTAJAS

- El sistema de ajuste mediante poleas compensadas California (Compressor) garantiza una perfecta transpiración y adaptación con un solo dedo.
- No requiere medios especiales de ajuste.
- Los tirantes anticifóticos acolchados permiten una fácil y cómoda adaptación al ser ajustables.
- Placa dorsal en aluminio.

INDICACIONES

- Lesiones torácicas.
- Cifosis.
- Procesos avanzados de osteoporosis.
- Tensiones derivadas de posturas dorsales incorrectas.
- Dolores agudos de espalda.
- Acuñamientos dorsales.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	3254	76-89 cm
M	3255	89-102 cm
L	3256	102-114 cm