




**KIT HERRAJE DE MILWAUKEE**

Referencia **H-6**



- Kit completo para montaje de herraje de Milwaukee para tratamiento de escoliosis.
- Compuesto de collarín articulado de acero inoxidable y pletinas en aleación ligera anodizada.
- El conjunto incluye todos los elementos para su montaje.
- Disponible en 4 tallas para una fácil adaptación a cada paciente.



TALLA	REFERENCIA	A	B	C
1	H-6-100	7 cm	10 cm	10-11,5 cm
2	H-6-200	7,5 cm	10,5 cm	10-12 cm
3	H-6-300	8 cm	11 cm	11-12,5 cm
4	H-6-400	8,5 cm	11,5 cm	12-13,5 cm