



COMPRESSOR

Referencia	323.
------------	-------------

Ortesis sacrolumbar semirrígida para sostén de la columna y suspensión abdominal. Ideal para el tratamiento de patologías de la columna vertebral a nivel sacrolumbar, como procesos traumáticos o crónicos del raquis. Sistema de adaptación exclusivo mediante poleas compensadas que permite al paciente, o persona auxiliar, conseguir un ajuste homogéneo, cómodo, fácil y efectivo con una sola mano. Fabricada en material transpirable. Totalmente desmontable y fácilmente lavable.

INDICACIONES:

- Distrofia muscular y ligamentosa.
- Enfermedades degenerativas y dolorosas de disco.
- Complemento post-laminectomía.
- Síndrome lumbar crónico.
- Espondilolistesis.
- Artritis vertebral.
- Estenosis espinal.
- Pacientes geriátricos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	323-0	76-89 cm
M	323-1	89-102 cm
L	323-2	102-114 cm
XL	323-3	114-127 cm

