



CORSÉ BIVALVO LSO

Referencia **240**

El LSO sacrolumbar es un corsé bivalvo con diseño en dos placas en termoplástico, las cuales se acoplan con un eficiente sistema de cierre con seis correas de velcro.

Disponible en modelo para hombre y mujer.

Diseñado para restringir movimientos no deseados y controlar uno o varios planos de movimiento de la columna.

Cada una de las distintas tallas se pueden modelar y modificar para proporcionar al usuario el ajuste más íntimo.

El corsé bivalvo LSO proporciona una óptima estabilización y soporte, garantizando el máximo confort.

INDICACIONES:

- Fracturas vertebrales.
- Procesos degenerativos.
- Osteoporosis.
- Espondilolistesis y espondilosis.
- Estenosis de canal.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Pacientes afectados de metástasis que requieran de una estabilización secundaria.

MODELO MUJER

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
S	2400	68-84 cm	58-73 cm	73-89 cm
M	2401	79-94 cm	68-83 cm	83-99 cm
L	2402	89-104 cm	78-94 cm	94-109 cm
XL	2403	99-114 cm	89-104 cm	104-119 cm

MODELO HOMBRE

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
S	2405	83-99 cm	71-86 cm	81-96 cm
M	2406	94-109 cm	81-96 cm	91-106 cm
L	2407	104-119 cm	91-106 cm	101-116 cm
XL	2408	114-129 cm	101-116 cm	111-126 cm

