



LUMBO-HIT

Referencia **07405**

Faja sacrolumbar semirrígida diseñada para una máxima estabilización y una óptima adaptación a la zona lumbar.

CARACTERÍSTICAS:

- Placa de carbono complementaria, la cual evita los desplazamientos laterales y horizontales, aún sin tirantes.
- La mínima altura en la parte anterior facilita los movimientos habituales del trabajo.
- Incorpora bandas de tracción imprescindibles para una correcta compresión. Diseñada en color negro con un tejido que permite una total transpiración.
- Altura anterior de 12 cm.
- Altura posterior de 20 cm.

INDICACIONES:

- Inflamación de la articulación sacroiliaca.
- Desequilibrios en músculos del tronco y zona lumbar.
- Estabilización preventiva.
- Síndrome lumbar.
- Lumbago.
- Síndrome facetario.
- Inflamación articulación sacroiliaca
- Dolor lumbar.
- Estenosis de canal.



Detalle placa de carbono

TALLA	REFERENCIA	MEDIDAS*
S	07405-110	61-75 cm
M	07405-210	75-85 cm
L	07405-310	85-95 cm
XL	07405-410	95-105 cm
XXL	07405-510	105-120 cm

* Medidas: perímetro 2 cm por debajo de la cintura.

