



### VERTEBRADYN STABIL

Referencia **07410**

Ortesis lumbar para estabilización con ballestas de refuerzo en la zona posterior.

#### BENEFICIOS:

- Reducción del dolor y estabilización de la columna.
- Limitación de los movimientos.
- Mejora postural y de la coordinación.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Ballenas lumbares de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

#### INDICACIONES:

- Ciática.
- Dolor lumbar.
- Osteocondrosis.
- Espondilolistesis.
- Espondilosis.
- Hernia discal.
- Inestabilidad lumbar.
- Estabilización preventiva.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07410-010	70-80 cm
S	07410-110	80-90 cm
M	07410-210	90-100 cm
L	07410-310	100-110 cm
XL	07410-410	110-120 cm
XXL	07410-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm

ALTURA POSTERIOR: 27 cm

