



## VERTEBRADYN STRONG

Referencia **07425**

Soporte lumbar con cuatro correas de estabilización y férulas de acero

### BENEFICIOS:

- Levantamiento de la zona abdominal y estabilización de la lordosis lumbar.
- Corrección postural de la pelvis.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar.
- La parte posterior dispone de una mayor altura para estabilizar la lordosis lumbar.
- Cuatro correas con hebillas para tensado.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre frontal con bandas para manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Lumbalgia severa.
- Desequilibrio muscular.
- Irritación de la articulación sacroiliaca.
- Síndrome facetario.
- Estenosis vertebral.
- Espondilosis.
- Hernia discal.
- Inestabilidad de la columna.
- Deformidad lumbar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07425-010	70-80 cm
S	07425-110	80-90 cm
M	07425-210	90-100 cm
L	07425-310	100-110 cm
XL	07425-410	110-120 cm
XXL	07425-510	120-130 cm
XXXL	07425-610	Más de 130 cm

**ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm**

**ALTURA POSTERIOR: 30 cm (Tallas XS-S)  
32 cm (Tallas M a XXXL)**