



VERTEBRADYN X-STRONG

Referencia

07426

Soporte lumbar con placas abdominal y lumbar anatómica, cuatro correas de estabilización y férulas de acero

BENEFICIOS:

- Alivio de la zona lumbar de la columna en base a la corrección de la lordosis.
- Movilización funcional en base a su transformación en ortesis de soporte lumbar.

CARACTERÍSTICAS:

- Placa posterior anatómica y soporte abdominal.
- Totalmente ajustable.
- Fácil y rápida colocación.
- Tejido interior suave y transpirable.
- Tejido 3D-punto plano totalmente libre de látex para una compresión funcional.
- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar.
- Correas con hebillas para tensado.
- Cierres de micro-velcro.

INDICACIONES:

- Ciática severa.
- Dolor lumbar agudo (radicular y pseudoradicular).
- Deformidad lumbar severa con hiper movilidad articular (Síndrome facetario/ artrosis).
- Operaciones de columna con gran prolapso.
- Inestabilidad lumbar.
- Estenosis de la columna.
- Fracturas de columna.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07426-010	70-80 cm
S	07426-110	80-90 cm
M	07426-210	90-100 cm
L	07426-310	100-110 cm
XL	07426-410	110-120 cm
XXL	07426-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 18 cm (Tallas XS-S)
21 cm (Tallas M a XXL)

ALTURA POSTERIOR: 36 cm