



VERTEBRADYN SENSO

Referencia **07145**

Soporte lumbar con pad posterior de silicona con relieve propioceptivo

BENEFICIOS:

- Reduce la lordosis lumbar y evita la sobrecarga muscular.
- Evita la atrofia.
- Mejora postural y de la coordinación.
- Limitación de los movimientos.
- Enderezamiento de la columna.

CARACTERÍSTICAS:

- Pad posterior de silicona con relieve propioceptivo.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Desequilibrios musculares.
- Síndrome de irritación radicular.
- Estenosis vertebral.
- Estabilización preventiva.

Altura anterior: 15,5 cm

Altura posterior: 27 cm

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07145-010	70-80 cm
S	07145-110	80-90 cm
M	07145-210	90-100 cm
L	07145-310	100-110 cm
XL	07145-410	110-120 cm
XXL	07145-510	120-130 cm