



PIE S.A.C.H PARA USO ACUATICO

Referencia **1W060**



Pie S.A.C.H para uso acuático.

CARACTERÍSTICAS:

- Con separación para el dedo gordo.
- Núcleo de polímero técnico ultrarreforzado.
- Lengüeta de antepié reforzada con lona vulcanizada.
- Cubierta cosmética de poliuretano.
- Incluye amortiguador de talón.
- 10 mm de altura de talón.

TALLA	REFERENCIA		LONGITUD DE PIE	RESISTENCIA
	IZQUIERDA	DERECHA		
23	1W060-I23	1W060-D23	23 cm	100 kg
24	1W060-I24	1W060-D24	24 cm	100 kg
25	1W060-I25	1W060-D25	25 cm	100 kg
26	1W060-I26	1W060-D26	26 cm	100 kg
27	1W060-I27	1W060-D27	27 cm	100 kg
28	1W060-I28	1W060-D28	28 cm	100 kg