



ADAPTA PIRAMIDAL LAMINACIÓN PRÓTESIS TIBIALES

Referencia **2W045-1**

Adapta piramidal laminación prótesis tibiales para uso acuático.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a un peso máximo de 125 kg.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Para laminación directa en prótesis tibiales.

DATOS TÉCNICOS	2W045-1
Material	Titanio
Peso	52 gr
Altura	15 mm
Resistencia	125 kg