



2W046-1-01



2W046-1-02



**ADAPTA PIRAMIDAL LAMINACIÓN PRÓTESIS TIBIALES
RANURA ANCHA**

Referencia **2WR046-1**

Adapta laminación para prótesis tibiales ranura ancha en titanio.

CARACTERÍSTICAS:

- Para sistemas con gel o silicona.
- Con agujero de 8,2 mm para el pin.
- 6 agujeros para colocar la lanzadera 5W035.
- El dispositivo de bloqueo se atornilla directamente al adaptador.
- Dispone de ranura ancha para laminación.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).

DATOS TÉCNICOS	2WR046-1-01	2WR046-1-02
Material	Titanio	Titanio
Peso	65 g	70 g
Resistencia	125 kg	125 kg