



ADAPTA HEMBRA PARA TUBO 10° DE ANGULACIÓN

Referencia **2WR013-1**

Adapta hembra para tubo en titanio con 10 grados de angulación.

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta hembra para tubo en titanio con 10 grados de angulación.
- Resistencia a un peso máximo de 100 kg.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Bordes con ranuras para drenaje de agua.
- Para tubo de 30 mm de diámetro.

DATOS TÉCNICOS	2WR013-1
Material	Titanio
Peso	83 g
Resistencia	100 kg