



ADAPTA DOBLE PIRÁMIDE-HEMBRA

Referencia **2WR018-1**

Adapta doble piramidal en titanio disponible en dos longitudes (32 y 45 mm).

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta doble pirámide-hembra en titanio.
- Disponible dos longitudes (32 y 45 mm).
- Resistencia a un peso máximo de 150 kg.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Bordes con ranuras para drenaje de agua.

DATOS TÉCNICOS	2WR018-1-32	2WR018-1-45
Material	Titanio	Titanio
Peso	89 g	104 g
Longitud	32 mm	45 mm
Resistencia	150 kg	150 kg