



ADAPTADOR PIE S.A.C.H

Referencia

2WR065-1-10

Adaptador pie S.A.C.H para uso acuático .

CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador pie S.A.C.H para uso acuático
- Resistencia a un peso máximo de 125 kg.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Se suministra con tapa de tornillo.
- Tornillo en acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS	2WR065-1-10
Material	Titanio
Peso	98 g
Resistencia	125 kg