



**TUBO CON ADAPTA HEMBRA**

Referencia **2WR070-1**

Tubo con adapta hembra en titanio.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tubo con adapta hembra en titanio.
- Disponible en longitud de 200 y 500 mm.
- Resistencia a un peso máximo de 125 kg.
- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Bordes con ranuras para drenaje de agua.
- Tubo de 30 mm de diámetro.

DATOS TÉCNICOS	2WR070-1-02	2WR070-1-04
Material	Titanio	Titanio
Peso	171 g	271 g
Longitud	200 mm	400 mm
Resistencia	125 kg	125 kg