



RODILLA MODULAR MONOCÉNTRICA

Referencia **3W060**

Rodilla modular monocéntrica con bloqueo manual. Esta rodilla dispone de conexión piramidal proximal y salida distal para tubo de 30 mm de diámetro. En posición extendida la fijación de la articulación se asegura con el sistema de bloqueo.

El sistema de bloqueo es reajutable y se puede liberar fácilmente incluso bajo carga de peso. Gracias al movimiento posterior del eje, la rodilla ofrece una alta estabilidad en posición erguida, incluso cuando la articulación no está bloqueada.

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente diseñada para uso acuático (tanto en agua dulce como salada).
- Para amputaciones transfemorales.
- Nivel bajo de actividad.
- Alta estabilidad en fase erguida.
- Sin control en fase de balanceo.

NIVEL DE MOVILIDAD 1 (Desplazamientos en interiores): el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	3W060-1	3W060-3
Material	Titanio	Aleación de Aluminio
Altura de Montaje*	25	25
Peso	416	298
Ángulo Máximo de Flexión	155	155
Peso Máximo Tolerable	125	100
Tipo	Mecánica	Mecánica

*Altura de montaje: desde el centro del eje de la rodilla al extremo superior de la conexión piramidal.