



LITE LINER SILICONA TRANSPARENTE
Referencia 4W1021-10

Lite liner con conector distal fabricado en silicona.

CARACTERÍSTICAS

- Con conector distal.
- Dispone de refuerzo adicional de 10 cm para absorción de impactos.
- Óptima adhesión a la piel.
- Silicona Durasil de 2,5 mm para una máxima estabilidad.
- Perfecta distribución de la presión.
- Adecuado para un amplio rango de dispositivos de bloqueo.
- Fabricado en silicona biocompatible.

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DISTAL
	TRANSPARENTE	COLOR CARNE	
16	4W1021-10-16	4W1021-10-16	16 cm
18	4W1021-10-18	4W1021-10-18	18 cm
20	4W1021-10-20	4W1021-10-20	20 cm
21	4W1021-10-21	4W1021-10-21	21 cm
22	4W1021-10-22	4W1021-10-22	22 cm
23,5	4W1021-10-23,5	4W1021-10-23,5	23,5 cm
25	4W1021-10-25	4W1021-10-25	25 cm
26,5	4W1021-10-26,5	4W1021-10-26,5	26,5 cm
28	4W1021-10-28	4W1021-10-28	28 cm
30	4W1021-10-30	4W1021-10-30	30 cm
32	4W1021-10-32	4W1021-10-32	32 cm
34	4W1021-10-34	4W1021-10-34	34 cm
36	4W1021-10-36	4W1021-10-36	36 cm
38	4W1021-10-38	4W1021-10-38	38 cm
40	4W1021-10-40	4W1021-10-40	40 cm
42	4W1021-10-42	4W1021-10-42	42 cm
45	4W1021-10-45	4W1021-10-45	45 cm
50	4W1021-10-50	4W1021-10-50	50 cm
55	4W1021-10-55	4W1021-10-55	55 cm

Nivel de Actividad:


Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.