



AN-024



AN-025

ANDADOR DOS RUEDAS CON ASIENTO Y CESTA

Referencia AN-024 / AN-025

Andador de dos ruedas plegable con asiento:

CARACTERÍSTICAS:

- Empuñaduras graduables en altura.
- Suministrado con cesta.
- Manguitos anatómicos de silicona.
- Disponible en colores azul (AN-024) y rojo (AN-025).

PEDIDO MÍNIMO DE DOS UNIDADES

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Altura Máxima	95 cm
Altura Mínima	83,5 cm
Ancho	57 cm
Profundidad	61 cm
Peso	4,9 kg
Peso Máximo Tolerable	135 kg