



CAMA GERIÁTRICA ECA 5

Referencia ECA-5

Cama geriátrica de acero de 4 planos con motor eléctrico.

Los modelos de cama ECA ofrecen unos materiales de máxima calidad, así como un óptimo diseño de la estructura, para que el usuario disponga de un cómodo y placentero reposo, facilitando además las tareas a desarrollar por el cuidador.

CARACTERÍSTICAS:

Bastidor:

La zona de los pies ha sido redondeada para potenciar su estética en caso de no complementar con piecero de madera.

Dimensiones: 90x194 cm / 105x194 cm.

Fabricado en tubo de acero de 45x25x1,5mm.

Somier:

Fabricado en tubo de acero de 30x20x1,5 mm.

Grados de inclinación máxima: Respaldo: 60° Piernas: 35°.

Lamas:

Fabricadas en madera con recubrimiento especial de corcho que actúa de aislante acústico, térmico y de amortiguación. Dicho recubrimiento lleva un tratamiento especial (patentado) que lo hace resistente al agua, a sustancias químicas e ignífugo. Al mismo tiempo, se evita el desplazamiento del colchón.

La sujeción de las lamas, fabricada en caucho, incorpora un nuevo sistema de suspensión activa y se incorporan tensores y doble lama en el punto de mayor presión y apoyo del somier.

Patas:

Fabricadas en tubo de acero 50x1,5 mm.

Altura máxima: 41 cm / Altura mínima: 31 cm.

Las ruedas aumentan la altura en 12 cm y tienen un diámetro de 10 cm.

Simple regulación sin necesidad de herramientas.

Cabecero y piecero:

Dimensiones:

- Cama de 90: Cabecero: 90x56cm / Piecero: 90x51 cm
- Cama de 105: Cabecero: 105x56 cm / Piecero: 105x51 cm

Fabricado en MDF con asidero embellecedor y espesor de 19 mm.

Motor:

Incorporan sistema de bajada de emergencia para casos de corte repentino de corriente eléctrica.

Pintura:

El conjunto de la cama está pintado en epoxi con espesor de 80-85 micras, y secado al horno durante 45 minutos a temperatura entre 225° y 240°.

Otros datos de interés:

Todos los modelos pueden ser adquiridos sin cabecero ni piecero.

Disponibles patas con ruedas, así como diversos complementos.

Consulte otras medidas de ancho y longitud.

MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-5-90
190 cm	105 cm	ECA-5-105