



GRÚA PLEGABLE CANDÁS

Referencia

ECO-GRUA

Grúa plegable de diseño compacto y manejable, para elevación y traslado de personas mayores, convalecientes o con movilidad reducida.

La cómoda opción de plegado y desmontaje facilita su transporte y almacenamiento, siendo válido tanto para uso hospitalario como doméstico.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevación con motor eléctrico.
- Diseño compacto para facilitar su traslado y almacenaje.
- Sólida estructura en acero que ofrece una máxima estabilidad.
- Sistema de apertura de patas a pedal.
- Ruedas traseras de 10 cm con sistema de frenado.
- Percha rotatoria
- Anclajes de seguridad.
- Soporta un peso máximo de 150 kg.
- Arnés acolchado de alta calidad.
- Posibilidad de recoger a pacientes desde el suelo.
- Botón de parada de emergencia.
- Sistema de bajada de emergencia.
- Mando a distancia.
- Indicador de carga digital.

FICHA TÉCNICA

Motor	8000 N
Peso Máximo Usuario	150 kg
Peso Total de la Grúa	36 kg
Peso Base	16 kg
Certificado CE Producto Sanitario	CE 2017/745
Velocidad	7 mm/s
Rango de Elevación	106 cm
Peso Caja Controladora	4 kg
Peso Brazo	16 kg
Normas ISO9001 e ISO13485	Si