

**ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLES**Referencia **AN-022**

Andador de aluminio de dos ruedas, con estructura plegable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Empuñaduras graduables en altura.
- Fácil de guardar gracias a su diseño plegable.

**PEDIDO MÍNIMO DE DOS UNIDADES****DATOS TÉCNICOS**

Material	Aluminio
Altura Máxima	91,5 cm
Altura Mínima	81,5 cm
Ancho	58 cm
Profundidad	55 cm
Peso	2,86 kg
Peso Máximo Tolerable	100 kg