



COLCHÓN ECO-16

Referencia

ECO-16

El colchón ECO-16 combina dos capas de diferente grosor y densidad, ofreciendo un soporte que mejora la distribución de las presiones ejercidas por el peso del cuerpo en los puntos de apoyo, para de ese modo prevenir la aparición de úlceras por presión.

La capa superior, de espuma viscoelástica, ofrece una excelente comodidad al adaptarse perfectamente a la forma del cuerpo. La capa inferior, de poliuretano flexible, aporta firmeza garantizando un óptimo soporte en el reposo.



CAPA	DENSIDAD	DUREZA	GROSOR
Base de Poliuretano flexible	28 kg/m ³	3,30 Kpa	10 cm
Espuma Viscolástica	50 kg/m ³	1,60 Kpa	5 cm



DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS

REFERENCIA	MEDIDAS
ECO-16	90X190X15 cm
ECO-16-105	105X190X15 cm

El colchón ECO-16 dispone de funda elástica exterior en color azul, impermeable, transpirable e ignífuga. Esta funda, fabricada en poliéster y poliuretano, ha sido diseñada para no limitar las propiedades de distribución de la presión del colchón viscoelástico.

Para facilitar su retirada del colchón dispone de cremallera oculta tras una doble solapa, lo cual evita el paso de líquidos.

La funda es lavable y desinfectable, con tratamiento antibacteriano, anti-ácaros y de biocompatibilidad (no cito-tóxico).

