



**MUÑEQUERA CON PLACA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE**

Referencia **AC27**

Muñequera con placa talla única de neopreno ACTIVE, diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

Proporciona un firme soporte, sin limitar los movimientos necesarios para la vida diaria. Incorpora una férula palmar de aluminio para estabilizar la muñeca en una posición funcional de 35 grados, siendo posible ajustar la posición adaptando la férula.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
- La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
- La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.

**INDICACIONES:**

- Dolor de muñeca en esguinces.
- Inflamación o Síndrome del Tunel Carpiano.
- Después de retirar yeso.
- Lesiones de ligamentos, tendones y músculos.

TALLA	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
Única	AC27L	AC27R