

**RODILLERA ARTICULADA RÓTULA ABIERTA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE**

Referencia	AC43D
------------	--------------

Rodillera articulada con rótula abierta de neopreno ACTIVE, con articulaciones laterales para una plena estabilización, dispone además de dos cintas de velcro, por encima y por debajo de la rodilla, para proporcionar un soporte adicional.

Diseño universal válido para usar en rodilla izquierda o derecha.

CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.
- La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.
- La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.

INDICACIONES:

- Lesiones de ligamentos.
- Lesiones e inflamación de menisco.
- Prevención y reducción de edemas.
- Postoperatorios.

TALLA	REFERENCIA
Única	AC43D