



**CALCETINES DE COMPRESIÓN**

Referencia **92.**

Línea de calcetines de algodón de compresión graduada para hombre o mujer, concebidos para uso diario tanto en el trabajo como durante la realización de actividades de ocio.

También están recomendados para uso terapéutico en casos tales como problemas crónicos circulatorios de carácter leve, venas varicosas, hinchazón o embarazo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Compresión graduada.
- Dispositivo médico de Clase I.
- Borde suave y progresivo: Suaviza la compresión por debajo de la rodilla.
- Diseño anatómico: Respeta la forma de la pierna para un perfecto ajuste y máximo confort.
- Refuerzos en dedos de talón: Especialmente diseñados para incrementar la durabilidad de calcetín.

**GRADO DE COMPRESIÓN:**

- **140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal**, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.

TALLA	REFERENCIA		GRADO DE COMPRESIÓN	NÚMERO DE CALZADO	CONTORNO DE TOBILLO
	COLOR NEGRO	COLOR AZUL			
2	92299	92270	140 DEN	37-39	20-22 cm
3	92399	92370	140 DEN	39-41	22-24 cm
4	92499	92470	140 DEN	41-43	24-26 cm
5	92599	92570	140 DEN	43-45	26-28 cm
6	92699	92670	140 DEN	45-47	28-30 cm

