



**MEDIA COMPRESIÓN CORTA**

Referencia **85.**

Media corta de compresión graduada especialmente diseñadas para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1.
- Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.
- El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza la correcta circulación sanguínea.
- El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

**GRADO DE COMPRESIÓN:**

**140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal**, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.

TALLA	REFERENCIA		GRADO DE COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	COLOR NEGRO	COLOR NATURAL				
1	85199	85121	140 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	85299	85221	140 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	85399	85321	140 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	85499	85421	140 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	85599	85521	140 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm

