



### PLANTILLA EASY FIT

Referencia 305

Plantilla tricapa con arco longitudinal intercambiable y núcleo elástico insertado en la zona del talón que proporciona una amortiguación extra. Junto con la plantilla se suministran dos pares de cuñas supinadoras desmontables del arco interno. Una amarilla de elevación medio-baja y otra de elevación alta. También puede utilizarse sin inserción de cuñas, dependiendo del uso.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Soporte ideal para uso diario y prácticas deportivas.
- Alivio del dolor en pies y parte baja de la espalda.
- Mejora la distribución del peso corporal.
- Dispone de dos cuñas de pvc de diferentes grosores para soporte del arco en función de los requerimientos individuales.

#### INDICACIONES DE USO:

- **Sin cuña:** Uso deportivo.
- **Cuña amarilla:** Uso cotidiano.
- **Cuña roja:** Uso deportivo extremo (especial esquí).

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO
S	305-050	35-36
M	305-150	37-38
L	305-250	39-40
XL	305-350	41-42
XXL	305-450	43-44

