

**MUÑEQUERA DE NEOPRENO CON SUJECCIÓN DE PULGAR EN TALLA ÚNICA SPORT**

Referencia	ST25
------------	-------------

Muñequera con sujeción de pulgar talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona soporte permitiendo la movilidad necesaria para el desarrollo de las tareas cotidianas.
- Confeccionada en neopreno elástico recubierto con tejido de rizo sintético.
- Diseño universal ambidiestro, válida para uso en brazo izquierdo o derecho.

INDICACIONES:

- Esguinces.
- Tendinitis.
- Artrosis.
- Alivio de presión en articulación Carpometacarpiana y Metacarpofalángica.

TALLA	REFERENCIA
Única	ST25