



COLLARÍN BLANDO STANDARD

Referencia	61
------------	-----------

Soporte de inmovilización parcial del cuello cuya base es una espuma de poliéster en el interior y tubular exterior de algodón, rematado con velcro en sus dos extremos.

INDICACIONES:

- Traumatismos.
- Luxaciones.
- Fracturas.
- Contusiones.
- Inmovilización post-cirugía.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	ALTURA
S	61-100	32-37 cm	9 cm
M	61-200	38-43 cm	9 cm
L	61-300	44-48 cm	9 cm
XL	61-400	49-53 cm	9 cm