



COLLARÍN DE POLIETILENO

Referencia **8086**

Collar rígido fabricado en polietileno perforado, con los bordes superior e inferior recubiertos de goma blanda y revestidos de cuero artificial y cinta blanca.

Cierre por la parte superior mediante velcro. Altura regulable (8-10 cm).

INDICACIONES:

- Traumatismos de las partes blandas del cuello.
- Traumatismos óseos leves.
- Procesos reumáticos.
- Traslado de traumatizados.
- Post-operatorio en cirugía cervical.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	LARGO
XS	8086-000	31-34 cm	39,5 cm
S	8086-100	34-37 cm	44 cm
M	8086-200	37-41 cm	49'5 cm
L	8086-300	41-45 cm	54 cm
XL	8086-400	45-48 cm	56'5 cm
XXL	8086-500	48-51 cm	62 cm