



PHILADELPHIA ORTESIS CERVICAL

Referencia **OD110**

Ortesis cervical bivalva con apoyo mentoniano y occipital, para inmovilización y alivio del dolor, manteniendo la cabeza en posición de flexo-extensión neutra.

Dispone de apertura en la zona de la tráquea.

Confeccionado en materiales que permiten el paso de los Rayos X para la realización de radiografías.

INDICACIONES:

- Contracturas y cervicobraquialgias.
- Dolores por flexión postural excesiva.
- Traumatismos de las partes blandas, como es el caso del "latigazo vertical".
- Traumatismos óseos leves: apófisis espinosa, transversas, etc.
- Prevención de lesiones medulares causadas por accidentes de tráfico o laborales.
- Como ortesis protectora o procesos post-operatorios de intervenciones quirúrgicas tales como artrodesis, laminectomías, tortícolis tratadas quirúrgicamente, etc...

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO
S	OD110-100	26-32 cm
M	OD110-200	32-40 cm
L	OD110-300	40-49 cm