



TALLA	REFERENCIA
Universal	PRO-172



ORTESIS CERVICAL PROGLIDE

Referencia **PRO-172**

La ortesis PROGLIDE representa los últimos avances en el ámbito de los soportes cervicales, constituyendo un nuevo cénit en innovación, calidad y confort. PROGLIDE ofrece una máxima inmovilización de la región cervical, con un innovador sistema de ajuste que ofrece 12 alturas distintas. Para ello la ortesis cervical incorpora un sistema de perno, cuyo giro permite alternar distintas alturas, permitiendo que la ortesis se adapte a todo tipo de anatomías.

CARACTERÍSTICAS:

- Innovador sistema de perno para ajustar la altura.
- Talla única.
- 12 alturas distintas para una adaptación universal.
- Acolchado interior de máxima calidad, de tacto agradable y cómodo.
- Dispone de apertura traqueal.
- Compatible con Rayos X, MRI y CT.

INDICACIONES:

- Inmovilización preventiva en pacientes con traumatismos.
- Inmovilización en pre y post-operatorios de cirugías cervicales.
- Desórdenes degenerativos.
- Estenosis cervical.
- Espondilolistesis.
- Inmovilización después de ortesis halo.
- Fractura vértebra C2 tipo I.
- Disquectomía anterior.
- Fractura vertebral en lágrima.
- Esguinces cervicales.
- Fracturas inestables.
- Luxación atlanto-occipital.



Regulable
12 alturas

