


MASCARILLA HIGIÉNICA LAVABLE Y REUTILIZABLE
Referencia 50500
CARACTERÍSTICAS:

- Reutilizable: 30 usos.
- Mascarilla textil con tejido bacteriostático de doble capa, lavable, reutilizable y esterilizable en agua caliente.
- Permite insertar telas, tejidos u otros materiales para potenciar su efecto protector.
- Eficiente absorción de la exhalación personal, humedad, saliva y aerosol.
- Tejido de punto en relieve para aumentar el espesor y la capacidad de absorción, creando una cámara de aire para una mejor ventilación.
- Óptimo diseño sin costuras, con dos bandas laterales de sujeción para las orejas, el cual facilita un máximo confort durante su uso.
- Talla única (adulto, niño y bebe).

TALLA	COLOR	COMPOSICIÓN
Adulto	Blanco	95% Poliamida/ 3% Elastano/ 2% Polipropileno
	Color: Negro, Gris, Escarcha, Oliva, Azul, Cian, Verde, Naranja	61% Poliéster/ 37% Poliamida/ 2% Elastano
Niño (6 a 12 años)	Blanco	86% Poliamida/ 14% Elastano
	Color: Azul, Wisteria, Naranja, Turquesa	53% Poliamida/ 41% Polipropileno/ 6% Elastano
Bebé (2 a 6 años)	Color: Azul, Rosa	53% Poliamida/ 41% Polipropileno/ 6% Elastano

HOMOLOGACIÓN:

EN14683:2019+AC:2019

ENSAYOS NORMAS:

EN14683:2019+AC:2019

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES:

ENSAYOS	Criterio de aceptación
Eficacia de filtración (%) ("ensayo BFE") Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%) (Norma UNI EN 14683:2019)	≥90
Respirabilidad (presión diferencial), (Pa/cm ²) (Norma UNI EN14683:2019)	<60

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MICROORGANISMOS EN LOS PRODUCTOS

Recuento total de microorganismos presentes 29,8 ufc/g

Atendiendo a los requisitos de la EN 14683:2019+AC2019, los resultados obtenidos se han de encontrar entre los valores de la tabla siguiente:

Parámetro	Unidades	Requisito
Limpieza microbiana	ufc/g	≤30

ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALUD MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS

ISO 11737-1-2018

RESULTADOS OBTENIDOS

ENSAYOS	Resultado promedio
Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%)	93,6%
Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²)	45,4

INSTRUCCIONES DE LAVADO:


Lavable a 40°



No usar lejía



No usar secadora



No planchar



No limpiar en seco