



SISTEMA CERVICAL MRI
 Referencia **250.**

Ortesis cervical con extensión torácica, fabricada con un material plástico especial, forrado internamente y con extensión a tórax para incrementar la estabilización. Apertura para traqueotomía y compatible con Rayos-X, ya que no dispone de ningún tipo de componente metálico.

Excelente para colocar después de una ortesis Halo o cuando no resultan idóneos otros collarines y ortesis de carácter más convencional.

INDICACIONES:

- Post-halo.
- Sustitutivo de las ortesis convencionales, ya que proporciona una mayor estabilidad.
- Estabilizador en fracturas cervico-transversas.
- Acuñamientos cervicales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CUELLO	ALTURA ORTESIS
S	2500	25-30 cm	33 cm
M	2501	33-38 cm	38 cm
L	2502	40-46 cm	46 cm
XL	2503	48-53 cm	50 cm

