



ADAPTA PARA TUBO 10° DE ANGULACIÓN HEMBRA

Referencia **2W013-1**

Adapta para tubo hembra, con una angulación de 10 grados .

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta para tubo hembra 2W013-1 en titanio.
- Con una angulación de 10 grados.
- Resistencia al peso de 100 kg.
- Para tubo de diámetro de 30 mm.

REFERENCIA	2W013-1
MATERIAL	Titanio
PESO	83 gr
RESISTENCIA	100 kg