



ADAPTA PIRAMIDAL DE UNIÓN

Referencia **2W015**

Adapta de unión con conexión piramidal.

CARACTERÍSTICAS:

- Para conectar distintas partes modulares y bloques de encajes.
- Conexión piramidal en un extremo y de cuatro orificios en el otro.
- Orificio en pirámide de 8.2 mm.
- Disponible en titanio, acero inoxidable y aluminio.
- Altura de 8 mm.

REFERENCIA	2W015-1	2W015-2	2W015-3
MATERIAL	Titanio	Acero Inoxidable	Aleación de aluminio
ALTURA	8 mm	8 mm	8 mm
PESO	58 gr	96 gr	60 gr
RESISTENCIA	150 kg	125 kg	100 kg