



### ADAPTA HEMBRA

Referencia **2W017**

Adapta con conector hembra.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Para conectar distintas partes modulares y bloques de encajes.
- Conexión hembra en un extremo y de cuatro orificios en el otro.
- Disponible en titanio y aluminio.
- Altura de 3 mm.



REFERENCIA	2W017-1	2W017-2
MATERIAL	Titanio	Acero Inoxidable
ALTURA	3 mm	3 mm
PESO	56 gr	90 gr
RESISTENCIA	150 kg	125 kg